

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO

| | |
|--|---|
| Método de medição: | Sem contato |
| Faixa de medição: | Modo do corpo: 32 °C -42,9°C (89,6° F-109.2 °F) Modo de objeto: 0°C -100 °C (32.°F -212°F) |
| Precisão: | Modo do corpo: acima (35-42) °C , ± 0,3°C / 0,54°F Dentro ± 0,2 °C / 0,4°F Modo de objeto: ± 1 1 °C/1.8°F |
| Resolução de vídeo: | 0,1°C/°F |
| Requisitos de ambiente: | 16-35°C (60,8-95°F) Rh≤85% (Sem Condensação) |
| Requisitos do ambiente de armazenamento: | -20°C-55°C (-4°F-131°F) Rh≤90% (Sem Condensação) |
| Tempo de desligamento: | Desligamento automático sem qualquer operação em 30 segundos |
| Voltagem: | DC 3V (2AAA 7#) |
| Energia consumida: | Estado desligamento <6uW Quando a Máquina é ligada e medida <45mW |
| Peso Líquido: | 99g, Com pacote: 140g |
| Peso bruto da caixa: | 6.4KG / CTN |
| tempo de medição: | 1 segundo |
| Distancia de medição: | Acima de 1 cm |



Importado e distribuído por:
 Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde EIRELI
 CNPJ: 07.626.776/0001-60
 Endereço: Rodovia dos Minérios; nº 403 - Sala BA - 06 / SL 08
 Jardim Monterrey - CEP 83.507-000
 Almirante Tamandaré - PR
 Tel: +55-41-3354-1001
 Anvisa N°: 80901119002
 Responsável Técnica: Liliam Cristina Aguilar Gomes
 Coren/ PR 358.465
www.cirurgicasaofelipe.com.br