



ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL 004/04/2020

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO Rua Sena Madureira, n.º 1.500, 5º Andar, Vila Clementino, Estado de São Paulo, CNPJ/MF sob o n.º 60.453.032/0001-74, email chamamentocovid19@unifesp.br .	EDITAL Nº 02/2020 Processo nº 23089.105671/2020-91 Edital de Chamamento Público nº 02/2020
--	--

Objeto: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL para fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, para os órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitários

Apresentamos a nossa proposta para aquisição de (insumos) conforme descrição constante do Anexo II do Edital, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

ITENS OFERTADOS

Item da Proposta	Item do Edital	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade ofertada da Proposta	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$
01	19	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 21g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência	SAFER Registro MS: 10150470555	43.760 Unidades	1.72	752.672.00

ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 08.238.866/0001-47 / INSC. ESTADUAL: 149.393.665-114

Rua Itamarati de Minas nº 78 - Vila Ponte Rasa - São Paulo, SP - CEP: 03880-050

FONE: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774

www.adonex.com.br / e-mail: adonex@gmail.com



02	20	Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7 polegadas de comprimento, agulha 23g, asas flexíveis na cor padrão verde - com registro no ministério da saúde. Rotulagem conforme RDC 185/2001 da ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante, com dados de identificação e procedência	SAFER RegisStro MS: 10150470555	41.560 Unidades	1,72	714.832,00
Total de Itens Ofertados 2 (Dois)			Valor Total da Proposta R\$ 1.467.504,00 (Hum Milhão Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil e Quinhentos e Quatro Reais)			
QUANTO A QUANTIDADE PROPOSTA <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL PARA TODOS OS ITENS <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL PARA TODOS OS ITENS <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL PARA ALGUNS ITENS E PARCIAL PARA OUTROS			QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> PARCELADA <input checked="" type="checkbox"/> DIFERENTE DO SOLICITADO: 60(Sessenta) Dias			
QUANTO AOS LOCAIS DE ENTREGA <input checked="" type="checkbox"/> TODOS NOS ENDEREÇOS INDICADO <input checked="" type="checkbox"/> PARTE NOS ENDEREÇOS INDICADOS DEMAIS REGIONAIS			Declaramos que: 1. No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.			

ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
 CNPJ: 08.238.866/0001-47 / INSC. ESTADUAL: 149.393.665-114
 Rua Itamarati de Minas nº 78 - Vila Ponte Rasa - São Paulo, SP - CEP: 03880-050
FONE: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774
www.adonex.com.br / e-mail: adonex@gmail.com



São Paulo, 23 de Abril de 2.020

Assinatura/Carimbo

ATENCIOSAMENTE

Representante legal

Nome: Adm. Priscila Okuma Townsend
RG/CPF 35.007.303-x e 223.641.758-60

2. O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados da data do chamamento público
3. Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como da necessidade de observância do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7 da Constituição Federal.

ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 08.238.866/0001-47 / INSC. ESTADUAL: 149.393.665-114

Rua Itamarati de Minas nº 78 - Vila Ponte Rasa - São Paulo, SP - CEP: 03880-050

FONE: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774

www.adonex.com.br / e-mail: adonex@gmail.com

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Scalp

Matéria Prima: Aço inoxidável

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x)Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**


O Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de sangue com dispositivo de segurança Safer, promove a coleta de sangue á vácuo.

Apresenta agulha removível para permitir a infusão de medicamentos,

após a coleta e extensão de 20cm.

INDICAÇÃO DE USO

O Scalp Cânula Intravenoso de Coleta Múltipla de sangue Safer é indicado coleta de sangue para análise.

INSTRUÇÃO DE USO**ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**

CNPJ: 08.238.866/0001-47 / INSC. ESTADUAL: 149.393.665-114

Rua Itamarati de Minas nº 78 - Vila Ponte Rasa - São Paulo, SP - CEP: 03880-050

FONE: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774

www.adonex.com.br / e-mail: adonex@gmail.com



-Selecione o modelo e o tamanho apropriado do scalp Cânula intravenoso de coleta múltipla de sangue com dispositivo de segurança safer;
-Calçar as luvas de procedimento;
-Cuidadosamente, selecione e faça a assepsia no local a ser punccionado;
-inspecione a integridade e validade na embalagem do dispositivo;
-Abra a embalagem, remova o dispositivo e remova a tampa de punção;
-Realize a punção;
-Retire a tampa de proteção da agulha de coleta e conecte ao adaptador na ponta distal;
-insira o tubo de coleta no suporte;
-Retire o scalp acionando o dispositivo de proteção da agulha (dispositivo de segurança) e descarte o produto conforme o protocolo da instituição

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

INSTRUÇÃO DE USO

SAC: 0800-771647 | E-mail: produtos@cfernandes.com.br

COMPOSIÇÃO

Agulha trifacetada Aço inoxidável (0Cr18Ni9)

Capa protetora Polietileno

Tubo PVC

Asas/borboleta PVC

Disp. De segurança Polietileno

Adaptador luer Borracha

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

INSTRUÇÃO DE USO

SAC: 0800-771647 | E-mail: produtos@cfernandes.com.br

Código Produtos

315.116.7121 SCALP CÂNULA 21G IV P/ COL. MULTIPLA SANGUE VACUO

315.116.7123 SCALP CÂNULA 23G IV P/ COL. MULTIPLA SANGUE VACUO

315.116.7125 SCALP CÂNULA 25G IV P/ COL. MULTIPLA SANGUE VACUO

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado unitariamente em envelope plástico ou envelope de papel grau cirúrgico e polietileno, selados por termosselagem.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser conservado em ambiente seco e arejado.

ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 08.238.866/0001-47 / INSC. ESTADUAL: 149.393.665-114

Rua Itamarati de Minas nº 78 - Vila Ponte Rasa - São Paulo, SP - CEP: 03880-050

FONE: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774

www.adonex.com.br / e-mail: adonex@gmail.com



PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Produto de uso único, não reutilizar após o uso;
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

INSTRUÇÃO DE USO

SAC: 0800-771647 | E-mail: produtos@cfernandes.com.br

ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 08.238.866/0001-47 / INSC. ESTADUAL: 149.393.665-114

Rua Itamarati de Minas nº 78 - Vila Ponte Rasa - São Paulo, SP - CEP: 03880-050

FONE: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774

www.adonex.com.br / e-mail: adonex@gmail.com



COMPOSIÇÃO

Agulha trifacetada Aço inoxidável (0Cr18Ni9)

Capa protetora Polietileno

Tubo PVC

Asas/borboleta PVC

Disp. De segurança Polietileno

Adaptador luer Borracha

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

INSTRUÇÃO DE USO

SAC: 0800-771647 | E-mail: produtos@cfernandes.com.br

Código Produtos

315.116.7121 SCALP CÂNULA 21G IV P/ COL. MULTIPLA SANGUE VACUO

315.116.7123 SCALP CÂNULA 23G IV P/ COL. MULTIPLA SANGUE VACUO

315.116.7125 SCALP CÂNULA 25G IV P/ COL. MULTIPLA SANGUE VACUO

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado unitariamente em envelope plástico ou envelope de papel grau cirúrgico e polietileno, selados por termosselagem.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Deve ser conservado em ambiente seco e arejado.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Produto de uso único, não reutilizar após o uso;

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

ADONEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 08.238.866/0001-47 / INSC. ESTADUAL: 149.393.665-114

Rua Itamarati de Minas nº 78 - Vila Ponte Rasa - São Paulo, SP - CEP: 03880-050

FONE: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774

www.adonex.com.br / e-mail: adonex@gmail.com

**[chamamentocovid19] PROPOSTA - Edital de Chamamento Público nº 02/2020
(Itens 19 e 20)**

1 mensagem

ADONEX <adonex@gmail.com>
Para: chamamentocovid19@unifesp.br
Cc: nucleodeconvenios.csp@unifesp.br

23 de abril de 2020 18:10

Prezados Senhores,

Segue anexo proposta (Itens 19 e 20) do Edital de Chamamento Público nº 02/2020, dúvidas por favor entre em contato.

Atenciosamente
Depto. de Licitações
Priscila

P.S: Por gentileza confirmar recebimento do e-mail

--



ADONEX Ind. Com. de Produtos p/ Laboratórios Ltda
Tudo para o seu Laboratório!

TEL: (11) 2047-2472 / 2533-6773 / 2533-6774


WhatsApp: (11) 99431-5860

E-mail: vendas@adonex.com.br

Acesse nosso site:

www.adonex.com.br

--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google. Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br. Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/CAMYZsW%2BDd6Y0-sNajFTcg9FmU2VZfCgcSGMoU6xy_GhS%2BtENrA%40mail.gmail.com.

 **Proposta Comercial UNIFESP chamamento 02-2020 (04) 230420.pdf**
569K